



Urindrainage-
systeme

HSO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



**URIN
SICHER
MANAGEN**

H6 plus

URINDRAINAGESYSTEM



System mit hilfreichen Extras

Das Urindrainagesystem H6 plus ist einfach in der Handhabung und bietet neben den üblichen Standards einige benutzerfreundliche Extras. Eine **zusätzliche blaue Klemme** dient zur besseren Positionierung des Überleitungsschlauches am Bettlaken. Das Bodenablassventil öffnet und schließt exakt und ist nachtropfsicher. Die **Urinentnahme** am Port **erfolgt nadelfrei**.

Das gesamte Verbindungsstück zum Katheter, inklusive des Entnahmeports, erlaubt eine gute Wischdesinfektion.

Der belüftete Urinbeutel fasst 2.000 ml und kann ganz flexibel mit der Kordel oder mit den Haken befestigt werden. Die **Tropfkammer** mit Membran verhindert eine retrograde Keimwanderung und die damit verbundene Infektionsgefahr. Die Gesamtkonstruktion der Tropfkammer **verhindert außerdem das Zurücklaufen des Urins in den Katheter**.

Die Sondervariante „HEICSB2000P-STMK“ verfügt über einen speziellen Konnektortyp „Disconnect“, welcher besonders für **häufiges hantieren** bei speziellen Eingriffen, sowie für den Einsatz mit Silikonkathetern geeignet ist. Zudem ist der Schlauch weicher, elastischer und knicksicherer.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Nadelfreie Urinentnahmestelle
- Tropfkammer mit Membran
- Exaktes und nachtropfsicheres Bodenablassventil
- Knicksicherer Übergangsschlauch (120 cm) mit Schiebe- und Fixierklemme
- Befestigungsmöglichkeit mit Haken oder Kordel
- Belüfteter Urinbeutel (2.000 ml)
- Latexfrei

Bestelloptionen

| Produkt | Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| H6 plus mit hartem Schlauch | 25 Stück | HEICSB2000P |
| H6 plus mit weichem Schlauch | 25 Stück | HEICSB2000P-S |
| H6 plus Konnektortyp „Disconnect“ | 25 Stück | HEICSB2000P-STMK |

H3

URINAUFFANGBEUTEL



Zur sicheren und hygienischen Entleerung von Urindrainagesystemen sowie für die Urinmessung und Urinentsorgung. Ein **flexibler Trichter-Konnektor** passt sich dem nachtropfsicheren Bodenventil optimal an. Der Urinauffangbeutel verfügt über eine Schiebeklemme am Schlauch zum Öffnen und Verschließen des Urinauffangbeutels.

- Vier Ösen zur Befestigung/Aufhängung
- 2.500 ml Kapazität
- Einwegprodukt, latexfrei, unsteril

Bestelloptionen

| Produkt | Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|----------------------|----------------|--------------|
| H3 Urinauffangbeutel | 100 Stück | HSOH3AB2500U |

www.hso-solutions.at

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



VERTRIEB

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizin@heintel.at
www.heintel.at

Foto:
© IStock Photo [argunonmaz](#)

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 2.0 | Stand: Mai 2018