



ETT | TTFix

HSO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



ENDOTRACHEAL- &
TRACHEALFIXIERUNG

**SICHER
DURCH-
ATMEN**

Zwei Problemstellungen - drei Lösungen

Die sichere Fixierung des Tubus ist in vielerlei Hinsicht überlebenswichtig für den Patienten und ermöglicht Ärzten und dem betreuenden Pflegepersonal die optimale Behandlung.

Beugen Sie unabsichtlichem Extubieren oder dem Verrutschen des Tubus sowohl bei Tracheal- als auch Endotrachealbehandlungen vor. Das einteilige ETTFix erhalten Sie entweder mit Klettband oder aus Silikon. Zur Tubus-Fixierung im Zuge einer Trachealbehandlung verwenden Sie das zweiteilige TTFix.

ETTFix One ENDOTRACHEALFIXIERUNG



ETTFix One ist ein einteiliges Band zur **Fixierung von Endotrachealtube**. Aufgrund des **hautfreundlichen Materials** ist das Band besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Barträger geeignet. Ein Klettstreifen zur Fixierung verhindert das Verrutschen des Tubus und minimiert die Gefahr einer Extubation.

ETTFix One kann **auf zwei verschiedene Arten angewandt** werden. Entweder Sie beginnen mit der Platzierung des Bandes am Tubus oder am Hinterkopf. Beide Varianten sind gleichermaßen sicher. Bitte beachten Sie allerdings, dass der Klettstreifen immer direkt auf dem Tubus kleben muss!

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
Einteilig, weiß	25 Stück	HSOETT2000

ETTFix Silikon

ENDOTRACHEALFIXIERUNG



ETTFix One Silikon ist eine Weiterentwicklung des Basisproduktes ETTFix One. Beide Produkte ermöglichen die Fixierung des Tubus. Aufgrund einer auf dem Gummiband durchgehend aufgetragenen Silikonbeschichtung wurde die Haftbarkeit des Produktes am Tubus bei ETTFix One Silikon wesentlich optimiert.

Die Fixierung krallt sich auf dem Tubus regelrecht fest, was beim Einsatz z.B. auch bei stark speichelnden Patienten einen sicheren Halt gewährleistet. Das Produkt muss nicht am Tubus verklebt werden, weshalb auf diesem keine lästigen Klebereste mehr zurückbleiben. Es ist lediglich sicherzustellen, dass beim Anlegen von ETTFix One Silikon der Tubus trocken ist.

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
Einteilig, blau	25 Stück	HSOETT2010

TTFix Two & Three

TRACHEALFIXIERUNG



TTFix ist ein zweiteiliges oder dreiteiliges Band mit Klettverschlüssen zur einfachen und raschen Fixierung von Trachealkanülen. Das Band ist flexibel kürzbar und daher auch bei verschiedenen Halsumfängen einsetzbar. TTFix ist mit allen gängigen Kanülenschildern kompatibel.

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
TTFix Two, zweiteilig, weiß	25 Stück	HSOTTFIX3010
TTFix Three, dreiteilig, hautfarben	25 Stück	HSOTTFIX3030

www.hso-solutions.at

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



VERTRIEB

Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

Foto:
© IStock Photo Arand
© IStock Photo Anton Novik

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 1.1 | Stand: Juli 2018